

# Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Stand / Status:  
2019-11

## Medizid® AF+

Konzentrat zur Flächendesinfektion / Concentrate for surface disinfection

REF	Größe / size	Versandereinheit / shipping unit	PZN
00972+	2 l	6 Flaschen / bottles	16015185
00971+	5 l	2 Kanister / canister	16015191



## Allgemeine Informationen / general information

### Charakteristik / characteristics

- alkoholfreies Konzentrat / alcohol-free concentrate
- aldehydfrei / aldehyde-free
- bakterizid, levuroxid wirksam / bactericidal, levurocidal effective
- tuberkulozid wirksam / tuberculocidal active
- begrenzt viruzid PLUS wirksam / limited virucidal PLUS effective
- hohe Materialverträglichkeit / high material compatibility
- schaumarm / low-foaming
- Rückstand nicht klebend / residue not adhesive
- VAH gelistet / VAH listed

In 100 g are contained:

2-phenoxyethanol 2,0 g,  
Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammonium chloride 7,0 g,  
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 5,0 g

### Haltbarkeit / durability

Medizid® AF+ kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt. / Medizid® AF+ can be used up to 12 months after the original container has been opened for the first time. The minimum shelf life is 3 years (see label printing). It is assumed that the products are stored exclusively in the well sealed original containers, that any contamination during product removal is avoided and that the storage of the opened containers is carried out under standard storage conditions (protection from moisture, direct sunlight, heat and frost) in the range of 5 - 25 °C. The storage temperature must not exceed 5 °C.

### Anwendungshinweise / application notes

Medizid® AF+ ist ein flüssiges, aldehyd- und alkoholfreies Konzentrat mit umfassenden Wirkungsspektrum zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen; Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen sauberen Einmaltuch verteilen, dabei die Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten beachten; Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Dosierhilfen verwenden und Hinweise beachten; Anwendungsbeispiel: 10 L einer 1%igen Lösung = 9,9 L Wasser + 100 ml Medizid® AF+. / Medizid® AF+ is a liquid, aldehyde- and

alcohol-free concentrate with a comprehensive spectrum of activity for disinfecting wipe-resistant surfaces of medical devices, in particular device surfaces and objects in the vicinity of patients. Remove visible soiling before disinfection; moisten surfaces completely with the solution and distribute the disinfectant solution with a hygienic, clean disposable cloth if necessary, observing the application concentrations and reaction times; keep the surface moist during the entire contact time. Use dosing aids and observe instructions; application example: 10 L of a 1% solution = 9.9 L water + 100 ml Medizid® AF+.

### Zusammensetzung / composition

In 100 g sind enthalten:

2-Phenoxyethanol 2,0 g,  
Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 7,0 g,  
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 5,0 g /

### Allgemeine Hinweise / general instructions

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. / The recommendations for our preparations are based on scientific tests and are given to the best of our knowledge. Further recommendations, e.g. with regard to material compatibility, are only possible separately. Our recommendations do not exempt our customers from testing our preparations for their suitability for the intended purposes and processes. In this respect we cannot assume any liability.

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-to-date product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).