

Reference® OP

Der gepuderte OP-Handschuh aus Latex /
The powdered latex surgical glove



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width (mm)	PZN
93216	6	Natur / nature	77 ± 5 mm	02243824
932165	6,5	Natur / nature	83 ± 5 mm	02243830
93217	7	Natur / nature	89 ± 5 mm	02243847
932175	7,5	Natur / nature	95 ± 5 mm	02243853
93218	8	Natur / nature	102 ± 6 mm	02243876
932185	8,5	Natur / nature	108 ± 6 mm	02243882
93219	9	Natur / nature	114 ± 6 mm	05030313

Wandstärke / Thickness (mm)

Handfläche / Palm	0,19 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,21 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,17 ± 0,02 mm

Reißkraft / Tensile strength (N)

Vor und nach Alterung / Before and after aging	≥ 9 N
--	-------

Abmessungen / Dimensions (mm)

Länge / length	Min. 280
----------------	----------

Lochfreiheit / Freedom from Holes

AQL	0,65
-----	------

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description OP-Handschuh aus Latex, gepudert, mikrogeraut an den Fingern, mit Rollrand, links- und rechtshändig, anatomische Passform, paarweise verpackt, steril, nur für den Einmalgebrauch /
Surgical glove made of latex, powdered, micro-roughened on the fingers, with rolled edge, left- and right-handed, anatomical fit, packed in pairs, sterile, for single use only

Anwendung / Application Geeignet in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving. /
Suitable in all surgical areas with sterile requirements and everywhere where the user moves in a sterile environment and recognises a risk of contamination. For highly infectious situations in hospitals, at resident doctors, in laboratories or in the pharmaceutical industry. Also suitable for the double gloving.

Inhaltsstoffe / Ingredients	Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Zinkoxid, Titandioxid Antioxidationsmittel, Maisstärke/ Natural Rubber Latex, Sulfur, Zinc diethyldithiocarbamate, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc oxide, Titanium Dioxide, Antioxidant, Corn Starch
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	50 Paar pro Packung; 6 Packungen pro Karton, 24 Karton pro Palette / 50 pairs per package; 6 packages per carton; 24 carton per pallet
	Maße Box / dimensions box: 255 x 270 x 140 mm Maße Karton / dimensions carton: 431 x 277 x 458 mm



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3 / -4 EN 374-1 / -2 / -4 / -5 EN 16523-1 ISO 11137-2
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016
Warnungen / Cautions	Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann / This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.