

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2020-10

BeeSana® Fadentupfer mit & ohne RöKo

BeeSana® Thread swab with & without x-ray contrast

Unsere Mulltupfer aus 100 % Baumwolle mit Rückholfaden,
mit oder ohne Röko

Our gauze swab made of 100 % cotton with retrieval thread,
with or without x-ray contrast



Formate / Range of variants

| REF | Größe / Sizes | Fadenfarbe / Thread color | Packungsinhalt / pack contents | PZN / PZN | Mit Röko/ With x-ray contrast |
|------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 4015 | 25 x 26 cm Eigroß /Egg-sized | grün/ green | 100 pcs | 13578278 | Nein / no |
| 4043 | 20 x 20 cm pflaumengroß/ Plum-sized | grün /green | 200 pcs | 12390911 | Ja / yes |

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

100 % Baumwolle. Röntgenkontrastmittel: Bariumsulfat (BaSO₄) / 100 % cotton. X-ray contrast imagent: Barium sulfate (BaSO₄).

Prüfnormen / Testing standards

DIN EN 14079

Anwendungshinweise / Application notes

Zur Blut- und Sekretaufnahme. Durch den Faden ein sicheres Zurückholen des Tupfers. Kann nach der Sterilisation im Operationssaal verwendet werden.

For blood and exudate absorption. The swab can be safely retrieved using the thread. Can be used in the operating theater after sterilization.

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485: 2016

93/42/EWG Anhang V / EEC:
MP der Klasse IIa / MD of class IIa

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. /
5 years if stored properly: store in a cool and dry place.
Protect from direct sunlight.

Symbole / Symbols



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de