

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2022-10

BeeSana® Augenkomresse / BeeSana® Eye dressing pad

Unsere Augenkomresse mit Polsterwirkung /
Our eye dressing pad with cushioning effect



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Verpackung / Packaging	Eigenschaften / Properties	PZN
4195	Ca. 5 x 7 cm	50 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 50 x 1 pcs per package.; 10 packages per carton	unsterile / non-sterile	02214107
4155	Ca. 5,6 x 7,2 cm	500 Stück pro Packung; 1 Packungen pro Karton / 500 pcs per package.; 1 packages per carton	unsterile / non-sterile	02214136
4194	Ca. 7 x 8,5 cm	50 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 50 x 1 pcs per package.; 10 packages per carton	unsterile / non-sterile	02435927
4196	Ca. 5 x 7 cm	25 x 1 Stück pro Packung; 9 Packungen pro Karton / 25 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	steril / sterile	02214107
4156	Ca. 7 x 8,5 cm	25 x 1 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 25 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	steril / sterile	02214136

Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung /
Product description**

Zur Absorption von Augenflüssigkeit, Zur Polsterung und für Augenverbände. Achtung: Bei Verletzungen des äußeren Auges sowie bei Anwendungen nach Operationen ist eine sterile Augekomresse/Wundauflage zu verwenden. Durch die ovale Form passt sich diese Wundauflage besonders gut an die Augenhöhle an/
For absorption of eye fluid, For padding and eye dressings. Caution: A sterile eye compress/wound dressing must be used for injuries to the external eye and for applications after operations. Due to the oval shape, this dressing fits particularly well to the eye socket.

**Inhaltsstoffe /
Ingredients**

Baumwolle, Polyester, Viskose, Vlies/
Cotton, Polyester, Viscose, Nonwoven

**Haltbarkeit /
Shelf life**

3 Jahre vor der Dampfsterilisierung bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden).
3 years before steam sterilization (store cool and dry, protect from direct sunlight and humidity, avoid temperatures below 5 °C and exceeding 35 °C) /

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie/ Category	Steril: Medizinprodukt der Klasse Is Unsteril: Medizinprodukt der Klasse I Sterile: Class Is medical device Non-sterile: Class I medical device
Normen/ Standards	EN ISO 13485:2016 93/42/EWG/

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.