




## BeeSana® Tourniquet



### Technische Informationen / technical information

REF	Artikel / Item	Farbe / Color	Größe LxB / Size l x w	Verpackung / Packaging
82211	BeeSana Tourniquet	Blau / blue	55 x 2 cm	50 Stück in der Box / 50 pieces per box 80 Boxen im Karton / 80 boxes per carton

### Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Der BeeSana® Tourniquet ist ein Einmalvenenstauer und dient der sicheren und hygienischen Blutstauung bei medizinischen Eingriffen / The BeeSana tourniquet is a single-use venous tourniquet designed for safe and hygienic blood flow restriction during medical procedures	
Anwendung / Application	Die unbedruckte Seite gehört an den Arm des Patienten; zusätzliche Anweisungen finden Sie in der Anleitung auf der Verpackung / The unprinted side must be placed against the patient's arm; additional instructions can be found in the manual on the packaging	
Inhaltsstoffe / Ingredients	Polypropylen mit Klebstoff beschichtet + Papierverbundpolypropylen, Latexfrei / Polypropylene coated with glue + paper composite polypropylene, Latex free	
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight	
Verpackung / Packaging	50 Stück pro Box; 80 Boxen pro Karton / 50 pcs per box; 80 boxes per carton	

---

**Regulatorische Informationen / regulatory information**

---

Kategorie /  
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

**MD**

Normen /  
Standards EN ISO 13485:2016

Hinweis /  
Note Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch /  
This product is for single use only



---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).