

PE-Einmalschürze / PE-Apron

PE-Schürze in verschiedenen Ausführungen /
PE apron in various designs



Technische Informationen / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Dicke / Thickness	Farbe / color	Variation / variation	Verpackung / Packaging	PZN
3591	Ca. 140 x 75 cm	Ca. 30 µm	Blau / blue	Zur Einzelentnahme / for single removal	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	11857643
3593	Ca. 140 x 75 cm	Ca. 30 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme, Box / for single removal, box	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	-
3690	Ca. 125 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme / for single removal	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	04353379
3691	Ca. 140 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme / for single removal	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	04353422
3692	Ca. 160 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme / for single removal	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	04353474
3687	Ca. 125 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Einzel abreißen / for tearing-off individually	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	04353385
3688	Ca. 140 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Einzel abreißen / for tearing-off individually	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	04353468
3694	Ca. 160 x 81 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Einzel abreißen / for tearing-off individually	50 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton	04353480
3696	Ca. 117 x 69 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Zur Einzelentnahme / for single removal	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton	18153129
3697	Ca. 117 x 69 cm	Ca. 16 µm	Weiß / white	Einzel abreißen / for tearing-off individually	200 Stück pro Rolle; 5 Rollen pro Karton / 200 pcs. per roll; 5 rolls per carton	18153135

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	PE-Einmalschürze, unsteril, nur zum einmaligen Gebrauch / PE apron, non-sterile, for single use only, non-sterile, for single use only
Anwendung / Application	Für einfache Pflege- und Hygienebereiche. Schürze öffnen und Schlaufe über den Kopf stülpen. Anschließend Bänder am Rücken verschließen. Beim Ausziehen mögliche Kontamination beachten. Schürze entsprechend entsorgen. / Basic care and hygiene areas. Open apron and loop over the head, then close the straps at the back. Be aware of possible contamination when taking off the apron. Dispose of apron accordingly.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Low-Density Polyethylen/ low density polyethylene
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight


Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
 Category Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016
 Quality certificates

Hinweis / Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
 Note This product is for single use only



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.