

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2025-06-03

Nitril® 3000

Der weiße Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh /
The white nitrile examination and protective glove



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1280XS	Extra-Small	min. 240	< 80	06966703
1280S	Small	min. 240	80 ± 10	06967967
1280M	Medium	min. 240	95 ± 10	06968056
1280L	Large	min. 240	110 ± 10	06968300
1280XL	Extra-Large	min. 240	> 110	06968381

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,05 mm ± 0,02
Handfläche / Palm	0,07 mm ± 0,02
Finger / Finger	0,10 mm ± 0,02

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 6 N / Before and after ageing ≥ 6 N	AQL 1,5

Allgemeine Information / General information

Produkt
Beschreibung/
Product description

Nitriluntersuchungshandschuh, weiß, puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, mit Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /
Nitrile examination glove, white, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, with beaded cuff, ambidextrous, for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients

Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Titandioxid, Kaliumhydroxid, Farbpigment /
NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur, zinc oxide, zinc diethyl dithiocarbamate, zinc dibutyl dithiocarbamate, titanium dioxide, potassium hydroxide, color pigment
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams

Haltbarkeit /
Shelf life

3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Verpackung / 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton; 72 Karton pro Palette /
Packaging 100 pcs. per package; 10 packages per carton; 72 cartons pro Palette

Maße Box / dimensions box: 24 cm x 12,5 cm x 5,5 cm

Maße Karton / dimensions carton: 29,5 cm x 26,0 cm x 25,0 cm

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3/ -4 EN 374-1 / -2 / -4 / -5; EN 16523-1; EN 420:2003+A1:2009; EN 21420:2020
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

Hinweis / Das Produkt wurde nicht unter Verwendung von Naturkautschuklatex
Note hergestellt /
The product has not been prepared using natural rubber latex (NRL)



Hinweis / Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der
Note Gebrauchsanweisung entnommen werden /
Further information on the use of the product can be found in the instructions for use



Hinweis / Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln /
Note This product is suitable for contact with food



Hinweis / Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
Note This product is for single use only



Hinweis / Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate, die nicht bei Überempfindlichkeit
Note gegen diese Substanzen verwendet werden dürfen/
This product contains dithiocarbamates, not to be used in case of hypersensitivity to these substances



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.