

## Rettungsdecke / Rescue blanket

Kälte- und Hitzeschutz für Verletzte / cold and heat protection for injured people



### Technische Informationen / Technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Verpackung / Packaging	PZN
4070	160 cm x 210 cm	gold-silber / gold-silver	50 Stück pro Packung; 5 Packungen pro Karton 50 pieces per package; 5 packages per carton	13510895

### Allgemeine Informationen / General information

**Produktbeschreibung / Product description** Kälte- und Hitzeschutz für Verletzte, verwendbar bei Unfällen, Wind, Regen und Hitze, reflektiert Körperwärme bzw. Sonnenstrahlen, Gefahr einer Unterkühlung wird vermindert bzw. Hitze vom Körper ferngehalten, einzeln mit Gebrauchsanweisung verpackt, unsteril, nur für den Einmalgebrauch /  
Cold and heat protection for injured persons, can be used in case of accidents, wind, rain and heat, reflects body heat or sun rays, danger of hypothermia is reduced or heat is kept away from the body, individually packed with instructions for use, non-sterile, for single use only

**Anwendung / Application** für alle Personengruppen, Anwendung außerhalb des Körpers /  
for all groups of people, application outside the body

**Inhaltsstoffe / Ingredients** permanent metallisierte PET-Folie, 18 g/m<sup>2</sup>, nahtlos, metallisiert mit Aluminium, Rückseite farbig, temperaturbeständig /  
permanent metallized PET foil, 18 g/m<sup>2</sup>, seamless, metallized with aluminium, colored backside, temperature resistant

**Haltbarkeit / Shelf life** 5 Jahre (kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /  
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight






**Verpackung / Packaging** 50 Stück pro Packung; 5 Packungen pro Karton; 36 Karton pro Palette /  
50 pcs per package; 5 packages per carton; 36 cartons per palette

Maße gefaltet / fold size: 11,5 cm x 7,5 cm

Maße Packung / dimensions package: 26 cm x 21,5 cm x 10,5 cm

Maße Karton / dimensions carton: 54 cm x 24 cm x 28 cm

## Regulatorische Informationen / Regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Normen / Standards	DIN 13164:2014	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung entnommen werden / Further information on the use of the product can be found in the instructions for use	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).