

## Kunststoffnierenschale / Plastic kidney dish




### Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	PZN
4249	Ca. 700 ml	Blau / blue	-

### Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Nierenschale aus Kunststoff, zu 1 Stk. verpackt, doppelt steril, nur für den Einmalgebrauch/ Kidney dish made of plastic, packed to 1 pc, double sterile, for single use only		
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Polypropylen / 100 % Polypropylene		
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight		
Verpackung / Packaging	12 x 1Stück pro Packung; 2 Packungen pro Karton / 12 x 1 pcs per package; 2 packages per carton		
	Hinweis: Verkauf nur in vollen Versandeinheiten / Note: Sale only in full shipping units		

### Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC	<b>MD</b>
Hinweis / Note	Dieses Produkt wurde mit Ethylen-Oxid sterilisiert / This product was sterilized with ethylene oxide	<b>STERILE EO</b>
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	
Hinweis / Note	Dieses Produkt darf nicht erneut sterilisiert werden / This product must not be sterilized again	