

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2025-10

Suavel® Protec

Unsere OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen /
Our surgical mask with elastic ear loops



Technische Information / technical information

REF	Größe gefaltet / Size folded	Größe ausgebreitet / Size unfolded	Typ / Type	Farbe / color	Verpackung / Packaging	PZN
80-902	Ca. 180 x 90 mm	Ca. 180 x 155 mm	II R	Blau / blue	50 Stück pro Packung; 40 Packung pro Karton / 50 pcs. per package; 40 packages per carton	16731088

Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung /
Product description**

OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen, 3-lagig, Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 % Typ II R
widerstandsfähig gegen Flüssigkeitsspritzer von außen, unsteril, nur für den
Einmalgebrauch /
Surgical mask with elastic ear loops, 3 ply, bacterial filtering efficiency ≥ 98 %, type II R
resistant to liquid splashes from the outside, non-sterile, for single use only

**Inhaltsstoffe /
Ingredients**

- Nasendraht: PP-beschichteter Aluminiumdraht /
Nose wire: PP-coated aluminium wire
- Ohrschlaufen: Elastomer latexfrei /
Earloops: Elastomer non-latex
- Erste/Außenschicht: Polypropylen-Spinnvlies
First/Outer layer: Polypropylene spunbond nonwoven
- Zweite/Mittlere Lage: Meltblown-Polypropylen-Faser
Second/Middle layer: Meltblown-polypropylene-fibre
- Dritte/Innere Schicht: Polypropylen-Spunbond-Vliesstoff
Third/Inner layer: Polypropylene spunbond nonwoven

**Haltbarkeit /
Shelf life**

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
-------------------------	--



Code nach UMDNS / UMDNS Code	12-458 Masken, chirurgisch / 12-458 Masks, surgical
---------------------------------	--

Normen / Standards	EN 14683:2019
-----------------------	---------------

Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016
---	-------------------

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.