

Suavel® Protec Plus

Unsere hochfiltrierende OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen /
Our high filtration surgical mask with elastic ear loops



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Verpackung / Packaging	PZN
80-956	Ca. 175 x 95 mm	Grün / green	50 Stück pro Packung; 20 Packungen pro Karton / 50 pcs. per package; 20 packages per carton	16760256

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung /
Product description

OP-Maske mit elastischen Ohrschlaufen, 3-lagig, Typ II, Bakterienfiltereffizienz $\geq 98\%$, unsteril, nur für den Einmalgebrauch /
Surgical mask with elastic ear loops, 3 ply, Type II, bacterial filtering efficiency $\geq 98\%$, non-sterile, for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients

- Nasendraht: Polyolefin-beschichteter kohlenstoffarmer Draht /
Nose wire: Polyolefin-coated low carbon wire
- Ohrenschilder: Elastomer (Polyamid, Elastan) /
Earloops: elastomer (polyamide, elastane)
- Erste/Außenlage: 20 g/m² Polypropylen-Spinnvlies /
First/Outer layer: 20 g/m² polypropylene spunbond nonwoven
- Zweite/Mittlere Lage: 25 g/m² Meltblown-Polypropylen-Faser /
Second/Middle layer: 25 g/m² meltblown-polypropylene-fibre
- Dritte/Innere Lage: 17 g/m² Polypropylen-Spinnvlies /
Third/Inner layer: 17 g/m² polypropylene spunbond nonwoven

Frei von: Latex, Glasfasern
Free of: Latex, glass fibers

Haltbarkeit /
Shelf life

5 Jahre (kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung /
Packaging

50 Stück pro Packung; 20 Packungen pro Karton, 16 Karton pro Palette /
50 pcs per package; 20 packages per carton; 16 carton per pallet

Maße Box / dimensions box: 185 x 100 x 80
Maße Karton / dimensions carton: 595 x 395 x 340

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Normen / Standards	EN 14683:2019	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.