

Gentle Skin® Premium OP™

Der puderfreie OP-Handschuh aus Latex /
The powder-free surgical glove made from latex

Technische Informationen / technical information



REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width (mm)	PZN
902155W	5,5	Natur / nature	72 ± 4 mm	05030299
90216W	6	Natur / nature	77 ± 5 mm	02244114
902165W	6,5	Natur / nature	83 ± 5 mm	02244278
90217W	7	Natur / nature	89 ± 5 mm	02244290
902175W	7,5	Natur / nature	95 ± 5 mm	02244315
90218W	8	Natur / nature	102 ± 6 mm	02244338
902185W	8,5	Natur / nature	108 ± 6 mm	02244427
90219W	9	Natur / nature	114 ± 6 mm	02244433

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,21 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,24 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,18 ± 0,02 mm

Reißkraft / Tensile strength (N)	
Vor und nach Alterung / Before and after aging	≥ 9 N

Abmessungen / Dimensions (mm)	
Länge / length	Min. 290 mm

Lochfreiheit / Freedom from Holes	
AQL	0,65

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description OP-Handschuh aus Latex, puderfrei, mikrogeraut an den Fingern, Rollrand, links- und rechtshändig, anatomische Passform, paarweise verpackt, steril, nur für den Einmalgebrauch/
Surgical glove made of latex, powderfree, micro-roughened on the fingers, beaded cuff, left- and right handed, anatomic fit, packed in pairs, sterile, for single use only

Anwendung / Application Geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Dort wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving. /
Suitable for vascular surgery, orthopaedics, abdominal surgery and in all surgical areas with sterile requirements. Where the user sterile environment and where there is

recognises a risk of contamination. For highly infectious situations in hospitals, at resident doctors, in laboratories or in the pharmaceutical industry. Also suitable for double gloving.

Inhaltsstoffe /
Ingredients

Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Titandioxid, phenolisches Antioxidans, Polyacrylpolymer/
natural rubber latex, sulphur, zinc oxide, zinc diethyldithiocarbamate, zinc dibutyldithiocarbamate, titanium dioxide, phenolic antioxidant, poly acrylic polymer

Haltbarkeit /
Shelf life

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung /
Packaging

50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton; 36 Karton pro Palette /
50 pairs. per package; 4 packages per carton; 36 carton per pallet

Maße Box / dimensions box: 270 x 215 x 140 mm
Maße Karton / dimensions carton: 548 x 439 x 147 mm

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie /
Category

Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG/
Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC

Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 /
Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425

Normen /
Standards

EN 455-1 / -2 / -3/ -4
EN 374-1 / -2 / -4 / -5
EN 420
ISO 11137-2
EN 16523-1

Qualitätszertifikat /
Quality certificates

EN ISO 13485:2016

Warnungen /
Cautions

Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions



Hinweis /
Note

Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
This product is for single use only

