

Gentle Skin® Micro OP

Der puderfreie OP-Handschuh aus Latex /
The powder-free surgical glove made from latex

Technische Informationen / technical information



REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width (mm)	PZN
90316	6	Braun / brown	77 ± 5 mm	06972460
903165	6,5	Braun / brown	83 ± 5 mm	06972589
90317	7	Braun / brown	89 ± 5 mm	06972595
903175	7,5	Braun / brown	95 ± 5 mm	06972626
90318	8	Braun / brown	102 ± 6 mm	06972655
903185	8,5	Braun / brown	108 ± 6 mm	06972661

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,19 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,20 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,16 ± 0,02 mm

Abmessungen / Dimensions (mm)	
Länge / length	Min. 295 mm

Reißkraft / Tensile strength (N)	
Vor und nach Alterung / Before and after aging	> 9 N

Lochfreiheit / Freedom from Holes	
AQL	0,65

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	OP-Handschuh aus Latex, puderfrei, mikrogeraut an den Fingern, Rollrand, links- und rechtshändig, anatomische Passform, paarweise verpackt, steril, nur für den Einmalgebrauch/ Surgical glove made of latex, powderfree, micro-roughened on the fingers, beaded cuff, left- and right handed, anatomic fit, packed in pairs, sterile, for single use only
Anwendung / Application	OP-Handschuh für hohe Ansprüche in Bereichen, in denen ein besonders sensibles Tastempfinden gefordert ist. Generell in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving. / Surgical glove for high demands in areas, where a particularly touch sensitivity is required. Generally used in surgical areas with sterile requirements and wherever the user is working in a sterile environment with an identified risk of contamination. For highly infectious situations in hospitals, resident doctors, in laboratories or in the pharmaceutical industry. Also suitable for double gloving.

Inhaltsstoffe /
Ingredients Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat,
Zinkdibutyldithiocarbamat, Titandioxid, phenolisches Antioxidans, Polyacrylpolymer/
Natural Rubber Latex, sulphur, zinc oxide, zinc diethyldithiocarbamate, zinc
dibutyldithiocarbamate, titanium dioxide, phenolic antioxidant, poly acrylic polymer

Haltbarkeit /
Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung
schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung /
Packaging 50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton; 36 Karton pro Palette /
50 pairs. per package; 4 packages per carton; 36 carton per pallet

Maße Box / dimensions box: 270 x 215 x 140 mm
Maße Karton / dimensions carton: 548 x 439 x 147 mm

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG/
Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC

Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 /
Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425

Normen /
Standards EN 455-1 / -2 / -3/ -4
EN 374-1 / -2 / -4 / -5
ISO 11137-2
EN 16523-1

Qualitätszertifikat /
Quality certificates EN ISO 13485:2016

Warnungen /
Cautions Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen
einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as
anaphylactic reactions



Hinweis /
Note Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
This product is for single use only



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.