

ABE® Ideal 100

Unsere textilelastische Idealbinde mit kurzem Zug /
Our textile elastic ideal bandage with short stretch



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Packungsinhalt / Box content	PZN
4771	Ca. 6 cm x 5 m	25 x 1 Stk	-
4772	Ca. 8 cm x 5 m	25 x 1 Stk	-
4773	Ca. 10 cm x 5 m	20 x 1 Stk.	-
4774	Ca. 12 cm x 5 m	15 x 1 Stk.	-

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	ABE Ideal 100, textilelastische Idealbinde, Dehnbarkeit ca 90 %, gedehnte Länge ca. 5 m, doppelt steril, nur für den Einmalgebrauch / ABE Ideal 100, textile elastic ideal bandage, elongation approx. 90 %, stretched length approx. 5 m, double sterile, for single use only
Anwendung / Application	Für Entlastungsverbände und Nachbehandlungen von Luxationen und Frakturen. / For relief dressings and follow-up treatment of dislocations and fractures.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Baumwolle 100 %, / Cotton 100 %
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	4 Packungen pro Karton / 4 packages per carton

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
Hinweis / Note	This symbol indicates that the product has been sterilized with Ethylen Oxide. / This symbol indicates that the product has been sterilized with Ethylen Oxide.



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.