

## ABE Kanülenfixierung i.V. / Canulla retention dressing

Kanülenfixierpflaster / Cannula fixation plaster



### Technische Informationen / technical information

REF	Code	Größe / Size	Farbe / Colour	PZN
C133005	4457	8 x 6 ± 1 cm	Weiß / white	12589854

Abziehstärke / Peel strenght	≥ 1,7 N/cm
Prozentuale Aufnahmefähigkeit von gesättigtem Wasser / Saturated water absorbency percentage	≥ 1:2
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapor transmittance	≥ 500 g/m² per 24h

### Allgemeine Informationen / General information

**Produktbeschreibung / Product description** Kanülenfixierpflaster, selbstkleben, mit mittigem Schlitz, integriertes, nicht verklebendes Wundkissen, einfach steril, nur für den Einmalgebrauch /  
Cannula fixation plaster, self-adhesive, with central slit, integrated non-adhesive wound pad, single sterile, for single use only

**Anwendung / Application** Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle von Venenverweilkanülen. /  
For sterile wound care of the insertion site of intravenous catheters

**Inhaltsstoffe / Ingredients** Grundmaterial: Vliesstoff mit PSA-Beschichtung (druckempfindliches Klebemittel) /  
Base material: Non-woven fabric coated with PSA (pressure-sensitive adhesive)

Polster: Innere Schicht: Viskose+Polyester; Äußere Umhüllungsschicht: PE+Nylon /  
Pad: Inner layer: visose+polyester; Outer wrapping layer: PE+nylon





Zwischenlagepapier: Pergamin /  
Interleaving paper: Glassine

**Haltbarkeit / Shelf life** 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /  
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

**Verpackung / Packaging** 50 x 1 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /  
50 x 1 pc per package; 10 packages per carton

Hinweis: Verkauf nur in vollen Versandeinheiten /  
Note: Sale only in full shipping units

## Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC	
Hinweis / Note	Dieses Produkt wurde mit Ethylen-Oxid sterilisiert / This product was sterilized with ethylene oxide	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	
Hinweis / Note	Dieses Produkt darf nicht erneut sterilisiert werden / This product must not be sterilized again	

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).