

ABE® Silk

Rollenpflaster / roll plaster



Technische Informationen / technical information


REF	Größe / Size	Variante / variation	Packung / packaging	PZN
9531	Ca. 5 m x 2,5 cm	Mit Schutzring / With protective ring	24 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 24 pcs. per package; 10 packages per carton	11732887
9535	Ca. 5 m x 1,25 cm	Ohne Schutzring / Without protective ring	36 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 36 pcs. per package; 10 packages per carton	11734544
9536	Ca. 5 m x 2,5 cm	Ohne Schutzring / Without protective ring	24 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 24 pcs. per package; 10 packages per carton	11745536
9540	Ca. 9,14 m x 1,25 cm	Ohne Schutzring / Without protective ring	36 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 36 pcs. per package; 10 packages per carton	03916834
9541	Ca. 9,14 m x 2,5 cm	Ohne Schutzring / Without protective ring	24 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 24 pcs. per package; 10 packages per carton	03916840

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	ABE Silk, Rollenpflaster weiß, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / ABE Silk, roll plaster white, non-sterile, for single use only
Anwendung / Application	Zur Fixierung von Wundauflagen und Verbänden. / For the fixation of wound dressings and bandages.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Polyethylen, Schmelzklebstoff / Polyethylene, Hot melt adhesive
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	MD
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch / This product is for single use only	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.