

## ABE® Wundverband / ABE® Absorbent adhesive dressing

Produktbeschreibung / Product description



### Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Verpackung / Packaging	PZN
4750	Ca. 5 x 7 cm	100 x 1 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 100 x 1 pcs per package.; 12 packages per carton	01452997
4752	Ca. 6 x 10 cm	50 x 1 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 50 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	01126022
4754	Ca. 8 x 10 cm	50 x 1 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 50 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	01446011
4760	Ca. 15 x 10 cm	50 x 1 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 50 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	01445980
4762	Ca. 20 x 10 cm	50 x 1 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 50 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	01445968
4764	Ca. 25 x 10 cm	25 x 1 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 25 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	01445951
4768	Ca. 35 x 10 cm	25 x 1 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 25 x 1 pcs per package.; 6 packages per carton	01446057

### Eigenschaften / Characteristics

Saturated water absorbency percentage	≥1:5
Peel Strength	≥ 2N/cm

### Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Selbstklebender Wundverband, zentrales Wundkissen, weiß, einfach steril, nur für den Einmalgebrauch / Self-adhesive wound dressing, central wound pad, white, single sterile, for single use only
Anwendung / Application	Für die postoperative Wundversorgung oder als steriler Wundverband im Stationsbereich zur Blut- und Sekretaufnahme sowie zum Wundschutz vor (Kreuz)infektionen. / For post-operative wound care or in the ward as a sterile wound dressing for absorption of blood and exudate, and to protect wounds from (cross-)infection.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Grundmaterial: Vliesstoff, beschichtet mit PSA (Pressure Sensitive Adhesive) / Base material: Non-woven fabric coated with PSA (pressure. Sensitive adhesive)  Polster: Innere Schicht: Viskose+Polyester; Äußere Umhüllungsschicht: PE+Nylon / Pad: Inner Layer: viscose+polyester; Outer wrapping layer: PE+nylon
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



---

**Regulatorische Informationen / regulatory information**


---

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class Is according to regulation (EU) 2017/745
-------------------------	--



Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016
---	-------------------

Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
-------------------	---




---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).