

ABE® derm plus

Unser transparenter Wundschnellverband /
Our transparent instant wound bandage



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Größe Auflage / Size Pad	Farbe / Colour	Verpackung / Packaging	PZN
9580	Ca. 5 x 7 cm	Ca. 2,5 x 4 cm	transparent	50 x 1 Stück pro Packung; 24 Packungen pro Karton/ 50 x 1 pcs per package.; 24 packages per carton	04589917
9581	Ca. 6 x 10 cm	Ca. 3 x 6 cm	transparent	50 x 1 Stück pro Packung; 12 Packungen pro Karton/ 50 x 1 pcs per package.; 12 packages per carton	04589923
9584	Ca. 10 x 15 cm	Ca. 5 x 10 cm	transparent	50 x 1 Stück pro Packung; 12 Packungen pro Karton/ 50 x 1 pcs per package.; 12 packages per carton	04656720
9585	Ca. 10 x 20 cm	Ca. 5 x 15 cm	transparent	50 x 1 Stück pro Packung; 24 Packungen pro Karton/ 50 x 1 pcs per package.; 24 packages per carton	04656737

Haftpulver / Holding Powder	≤ 2,5 mm
Peel-Stärke / Peel Strength	≥ 1 N/cm
Wasserdampf-Durchlässigkeitsrate / moisture vapor transimition rate	≥ 500 g/m ² / 24 h

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	ABE derm plus, transparenter Folienwundverband mit Wundauflage, steril, nur für den Einmalgebrauch/ ABE derm plus, transparent film wound dressing with wound pad, sterile, for single use only
Anwendung / Application	Folienwundverband, geeignet für die postoperative Wundversorgung und zur Kontrolle der Wundumgebung und Wundversorgung. Auch direkt auf Primärwunden mit geringer Exsudation zur Wundbeobachtung einzusetzen. / Film wound dressing, suitable for postoperative wound care and for monitoring the wound environment and wound care. Can also be used directly on primary wounds with low exudation for wound monitoring.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Rückseite: PET Folie / Backing layer: PET film Trägermaterial: PU-Folie / Carrier: PU film Klebstoff: Acrylat-Klebstoff / Adhesive: Acrylic adhesive Auflage: Viskose + Polyester / Pad: Viscose + polyester Schutzschicht: Pergaminpapier / Protective layer: Glassine paper
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Versand nur in vollen Verkaufseinheiten /

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de

Hinweis / Shipping only in full sales units
Note

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/
Category Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC



Hinweis / Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
Note This product is for single use only



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.