

ABE® Lastic

Unsere dauerelastische Universalbinde /
Our permanently elastic compress bandage



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Packungsinhalt / Box content	PZN
4779	6 cm x 5 m	30 x 1 Stk	13655671
4780	8 cm x 5 m	25 x 1 Stk	13655659
4781	10 cm x 5 m	20 x 1 Stk.	13655702
4782	12 cm x 5 m	15 x 1 Stk.	13655665

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	ABE Lastic, dauerelastische Mittelzugbinde, Dehnbarkeit ca 90 %, gedehnte Länge ca. 5 m, doppelt steril, nur für den Einmalgebrauch / ABE lastic, Permanently elastic middle-stretch compress bandage, Elongation approx. 90 %, stretched length approx. 5 m, double sterile, for single use only
Anwendung / Application	Für Verbände, bei denen eine leichte bis mittlere Kompression erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundstütz- und Entlastungsverbände. Zur Ruhigstellung von verletzten Körperteilen und Gliedmaßen. Zur Fixierung von Wundauflagen. / For dressings where light to medium compression is desired, especially for compressive wound support and relief dressings. For immobilization of injured body parts and limbs. For the fixation of wound dressings.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Baumwolle 60 %, Polyester 38 %, Elastan 2 % / Cotton 60 %, Polyester 38 %, Elastane 2 %
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	4 Packungen pro Karton, 16 Karton pro Palette / 4 packages per carton; 16 carton per palett

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC
-------------------------	--

Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex
-------------------	---



Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
-------------------	---



Hinweis / Note	This symbol indicates that the product has been sterilized with Ethylen Oxide. / This symbol indicates that the product has been sterilized with Ethylen Oxide.
-------------------	--



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.