

ABE® universal

Unsere dauerelastische Universalbinde mit mittelkräftigem Zug/
Our permanently elastic universal bandage with medium-strong tension



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Verpackungseinheit / Packaging unit	Verpackung / Packaging	PZN
4722	Ca. 6 cm x 5 m	Als Set mit 1x Vlieskompress 5x5 cm, 4-fach / As a set with 1x non-woven compress 5x5 cm, 4-fold	25 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 25 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton	13655636
4723	Ca. 8 cm x 5 m	-	25 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 25 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton	13655694
4572	Ca. 10 cm x 5 m	-	20 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 20 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton	13655768
4560	Ca. 12 cm x 5 m	Als Set mit 1x Vlieskompress 5x5 cm, 4-fach / As a set with 1x non-woven compress 5x5 cm, 4-fold	15 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton / 15 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton	13655719

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Dauerelastische Binde für mittlere Kompression, offene, luftdurchlässige Struktur, doppelt steril, nur für den Einmalgebrauch / Permanently elastic bandage for medium compression, open, air-permeable structure, double sterile, for single use only
Anwendung / Application	Für Verbände, bei denen eine mittelkräftige Kompression erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundverbände. Zur Fixierung von Wundauflagen. Zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen und zum Stützen und Entlasten von Gelenken. / For dressings where medium strength compression is desired, especially for compressive wound dressings. For the fixation of wound dressings. For immobilising injured body parts and limbs and for supporting and relieving joints.
Inhaltsstoffe / Ingredients	67 % Baumwolle, 30 % Polyester, 3 % Elastan / 67 % cotton, 30 % polyester, 3 % elastane
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch / This product is for single use only

