

BeeSana® Bauchtuch RK

Unser Bauchtuch 8-fach, unsteril, mit Röntgenkontrastchip
Our lap sponges 8-fold, non-sterile, with X-ray contrast chip



Technische Informationen / technical information


REF	Größe / Size	Schlaufe / Loop	Farbe / Color	Verpackung / Packaging	PZN
1506	45 x 45 cm	ja / yes; ca 27 cm x 2	weiß / white	2 x 5 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton 2 x 5 pieces per pack; 10 packs per carton	13507284

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung /
Product description Bauchtuch unsteril, zum Aufsaugen und Stillen von Blut und Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen /
Abdominal drape, non-sterile, for absorbing and stopping blood and body fluids during surgical procedures

Inhaltsstoffe /
Ingredients 100 % Baumwolle, RK-Chip enthält PVC, BaSO4 /
100 % cotton, X-ray contrast chip contains PVC, BaSO4

Haltbarkeit /
Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class IIa according to Regulation (EU) 2017/745



Normen /
Standards EN ISO 14079

Warnungen /
Cautions Achtung!
Vor der Anwendung müssen diese Artikel unbedingt fachgerecht sterilisiert werden. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte einen Sterilisations Experten /

Attention!
Before use, these items must be properly sterilized. In case of doubt, please contact a sterilization expert