

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision 2024-05-16



## BeeSana® Comcell

Unterlage aus Zellulosepapier / Underpad made of tissue paper



### Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Saugleistung / Absorbtion	Farbe / Colour	Verpackung / Packaging	PZN
5651016	ca. 60 x 90 cm	700 – 900 ml (± 10 %)	Grün / green	25 Stück pro Packung, 2 oder 6 Packungen pro Karton / 25 pcs per bag, 2 or 6 bags per carton	19386284

### Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Unterlage aus Zellulosepapier, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Underlay made of tissue paper, non-sterile, only for single use	
Anwendung / Application	Unterlage zur Feuchtigkeitsaufnahme / Underpad for moisture absorption	
Inhaltsstoffe / Ingredients	Rückseitenschicht: Polyethylen-Schicht / Backsheet: Polyethylene layer Saugfähiger Kern: Zellulosepapier / Absorbent core: tissue paper Vorderseite: Vliesstoff / Frontsheet: non-woven	
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight	 
Verpackung / Packaging	Maße Packung / dimensions package: 200 x 300 x 130 mm Maße Karton / dimensions carton: 390 x 390 x 300 m	

### Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Hinweis / Note	Dieses Produkt darf nicht in der Toilette entsorgt werden / This product must not be disposed in the toilet	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	