

SET BeeSana® Augenkomresse / SET BeeSana® Eye dressing pad

Unser Augenkompressen-Set /
Our eye-pad set



Technische Informationen / technical information

REF	Inhalt / Content	Größe / Size	PZN
4194	50x Augenkomresse 7 x 8,5 cm / 1x Vlieskomresse 5 x 5 cm / 50x eye pad 7 x 8,5 cm / 1x non-woven swab 5 x 5 cm	7 x 8,5 cm / 5 x 5 cm	02435927

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description SET BeeSana Augenkomresse, Augenkomresse zur Absorption von Augenflüssigkeit, Zur Polsterung und für Augenverbände, unsteril, nur für den Einmalgebrauch /
SET BeeSana Augekomresse, eye-pad for absorption of eye fluid, For padding and eye dressings, non-sterile, for single use only

Vlieskomresse, nicht-invasive Wundauflage, zur Wundversorgung mit Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Verlängerungen, nur für den Einmalgebrauch /
Non-woven swab, non-invasive wound dressing, for wound care with drains, cannulas, tracheotomies and extensions, for single use only

Anwendung / Application Achtung: Bei Verletzungen des äußeren Auges sowie bei Anwendungen nach Operationen ist eine sterile Augenkomresse/Wundauflage zu verwenden. Durch die ovale Form passt sich diese Wundauflage gut an die Augenhöhle an. /
Caution: A sterile eye compress/wound dressing must be used for injuries to the external eye and for applications after operations. Due to the oval shape, this dressing fits well to the eye socket.

Inhaltsstoffe / Ingredients Augekomresse: Baumwolle, Polyester, Viskose, Vlies/
Eye-pad: Cotton, Polyester, Viscose, Nonwoven



Vlieskomresse: Spinnvliese aus Viskose und Polyester/
Non-woven swab: spun laced non-woven fabrics made from viscose and polyester

Haltbarkeit / Shelf life 3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung / Packaging 50 + 1 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
50 + 1 pc per package; 10 packages per carton;

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.