

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-05

BeeSana® Mullschlitzkompreße

Unsere Klassische mit Y-Schnitt /
Our classic with Y-cut



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Eigenschaften / Characteristics	Verpackung / Packaging	PZN
4291	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	8 fach, 17 fädig / 8 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491084
4192	Ca. 5 cm x 5 cm	12 fach, 17 fädig / 12 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491090
4122	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	12 fach, 17 fädig / 12 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491109
4160	Ca. 10 cm x 10 cm	12 fach, 17 fädig / 12 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491115
4159	Ca. 5 cm x 5 cm	16 fach, 17 fädig / 16 ply, 17 ply	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	12491121

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Nicht-invasive Wundauflage, zur Wundversorgung von Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Verlängerungen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Non-invasive wound dressing, for wound care of drains, cannulas, tracheotomies and extensions, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex, PVC und DEHP hergestellt / not intentionally made with natural rubber latex, PVC and DEHP
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
-------------------------	--



Code nach UMDNS / UMDNS Code	10966 Mull Kompressen / 10966 gauze compresses
---------------------------------	---

Normen / Standards	EN 14079:2003
-----------------------	---------------

Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016
---	-------------------

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.