

## BeeSana® Spitztupfer RK / Pointed swabs x-ray

Doppelt sterile Spitztupfer aus reiner Baumwolle /  
Double sterile pointed swabs made from pure cotton



### Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length	Durchmesser / Diameter	PZN
4004	Klein, ca. 6 x 8 cm	Ca. 7 cm	Ca. 0,5 cm	13165783
4161	Groß, ca. 15 x 16 cm	Ca. 13,5 cm	Ca. 0,8 cm	13165808

### Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung /  
Product description

Spitztupfer konisch aus nur einem Mullstück geformt, 20-fädig, doppelt steril, nur für den Einmalgebrauch /  
Pointed swabs conical formed from only one piece of gauze, 20-thread, double sterile, for single use only

EO-sterilisiert / EO sterilised

Anwendung /  
Application

Zur Sekretaufnahme, speziell im HNO-Bereich. Zur Blutstillung oder als Tamponade. /  
For absorbing secretions, especially in the ENT area. For haemostasis or as a tamponade.

Inhaltsstoffe /  
Ingredients

Mullstück / Gauze: 100% Baumwolle / 100% cotton

Mehrfädige Röntgenfäden / Multifilament x-ray threads:  
60% Bariumsulfat, 32% PP, 4% Polyesterfasern, 2% Farbmaterbatch, 1% andere  
Zusatzstoffe / 60% barium sulphate, 32% PP, 4% Polyester fiber, 2% Color Master Batch, 1% other additives

Frei von Latex / Free of latex

Haltbarkeit /  
Shelf life

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /  
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung /  
Packaging

REF 4004:  
60 x 10 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton; 16 Karton pro Palette /  
60 x 10 pcs per package; 8 packages per carton; 16 cartons per palette

REF 4161:  
40 x 10 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton; 16 Karton pro Palette /  
40 x 10 pcs per package; 8 packages per carton; 16 cartons per palette

---

**Regulatorische Informationen / regulatory information**


---

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class Is according to Regulation (EU) 2017/745
-------------------------	--



Normen / Standards	EN 14079
-----------------------	----------

Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
-------------------	---




---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).