

BeeSana® Vlieskompresse

Sterile Vlieskompresse zur äußeren Wundversorgung /
Sterile non-woven sponges for external wound care



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Lagen / ply	Verpackung / Packaging	PZN
1137	Ca. 5 x 5 cm	4	25 x 2 Stück pro Packung; 27 Packung pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 27 packages per carton	03036843
1138	Ca. 7,5 x 7,5 cm	4	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	03036895
1139	Ca. 10 x 10 cm	4	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	03036903
1140	Ca. 10 x 20 cm	4	25 x 2 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 8 packages per carton	03036949
4376	Ca. 7,5 x 7,5 cm	4	100 x 5 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 100 x 5 pcs per package.; 8 packages per carton	12350768
4377	Ca. 10 x 10 cm	4	60 x 5 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 60 x 5 pcs per package.; 8 packages per carton	12350774
1219	Ca. 10 x 10 cm	4	25 x 10 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 25 x 10 pcs per package.; 8 packages per carton	12350691
1800	Ca. 5 x 5cm	6	25 x 2 Stück pro Packung; 27 Packung pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 27 packages per carton	01330834
1801	Ca. 7,5 x 7,5 cm	6	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	01330840
1802	Ca. 10 x 10 cm	6	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	01330857
1803	Ca. 10 x 20 cm	6	25 x 2 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 8 packages per carton	03036955
4225	Ca. 5 x 5 cm	6	120 x 5 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 120 x 5 pcs per package.; 8 packages per carton	12350662
4226	Ca. 7,5 x 7,5 cm	6	70 x 5 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 70 x 5 pcs per package.; 8 packages per carton	12350679
4227	Ca. 10 x 10 cm	6	40 x 5 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 40 x 5 pcs per package.; 8 packages per carton	12350685

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Vlieskompresse, 30g/m² (± 10 %), einfach steril, nur für den Einmalgebrauch /
Product description Non-woven sponges, 30g/m² (± 10 %), single sterile, for single use only

Anwendung / Vlieskompresse zur allgemeinen Wundversorgung von sezernierenden Wunden und
Application Aufnahme von Körperflüssigkeiten. /
Non-woven dressing for general wound care of exuding wounds and absorption of body fluids.

Inhaltsstoffe / 57 - 60 % Viskose, 40 - 43 % Polyester /
Ingredients 57 – 60 % viscose, 40 – 43 % polyester

Haltbarkeit / 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
Shelf life 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC
-------------------------	--



Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
-------------------	---



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.