

BeeSana® Vlieskompresse

Sterile Vlieskompresse mit Y-Schnitt /
Sterile non-woven sponges mit Y-cut



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Lagen / ply	Verpackung / Packaging	PZN
1232	Ca. 5 x 5 cm	4	25 x 2 Stück pro Packung; 27 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 27 packages per carton	01364684
1233	Ca. 10 x 10 cm	4	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	01364678
1234	Ca. 7,5 x 7,5 cm	4	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	01330780
4105	Ca. 10 x 10 cm	6	25 x 2 Stück pro Packung; 28 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 28 packages per carton	13507290

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Vlieskompresse mit Y-Schnitt, 30g/m ² (± 10 %), einfach steril, nur für den Einmalgebrauch / Non-woven sponges with Y-cut, 30g/m ² (± 10 %), single sterile, for single use only
Anwendung / Application	Vlieskompresse zur Wundversorgung bei Drainagen, Kanülen, Tracheostomien und Extensionen. / Non-woven swab for wound care of drains, cannulas, tracheostomies and extensions.
Inhaltsstoffe / Ingredients	57 - 60 % Viskose, 40 - 43 % Polyester / 57 – 60 % viscose, 40 – 43 % polyester
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	