


Venix Elastic



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Saugleistung / Absorption (ISO 11948-1)	PZN
E28442115	M: 800 x 650 mm ± 3%	Weiß, blau / white, blue	1800 g ± 15%	NA
E28445015	L: 980 x 795 mm ± 3%	Weiß, grün / white, green	2500 g ± 15%	NA
E28445115	XL: 1030 x 860mm ± 3%	Weiß / white	2700 g ± 15%	NA

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description Inkontinenzslips mit Innenbündchen und doppeltem Klebeverschluss zur Aufnahme von Körperausscheidungen wie Urin, Fäkalien, Blut und andere Körperflüssigkeiten. Für Personen mit Stuhl- und Harninkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden. Anwendbar im häuslichen, als auch medizinischen Umfeld. Unsteril, nicht-invasiv, nur für den Einmalgebrauch. /

Incontinence slip with inner cuffs and double adhesive closure for absorbing bodily excretions such as urine, stool, blood and other bodily fluids. For people with stool and urinary incontinence of varying degrees of severity. Can be used in both domestic and medical environments. Non-sterile, non-invasive, for single use only.

Inhaltsstoffe / Ingredients

Saugfähiger Kern / Absorbent core: ECF Zellstoff/ ECF cellulose pulp
SAP: superabsorbierende Polymere (gemischt mit dem Zellstoffflaum) / superabsorbent polymers (mixed at the cellulose fluff)
Obere Lage / Top Sheet: Vliesstoff / spunbonded nonwoven
Rückseite / Back sheet: Polyethylen / Polyethylene
Klebebänder / Tapes: selbstklebende Bänder / self-adhesive tapes (2 on each side)
Kleber / Glue: Heißschmelzkleber / hot melt adhesive
Gummi / Elastic: synthetische, latexfreie elastische Fäden / synthetic, latex-free elastic threads
Gummiband / Waist elastic: Gummiband auf der Rückseite des Produkts / elastic band on the back of the product
Nässeindikation / Wetness indicator: Strich aus nichttoxischer Tinte auf der Innenseite des Polyethylens / jet of non-toxic ink on the inside part of the polyethylene

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung / Packaging

M:
 15 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton; 27 Karton pro Palette /
 15 pcs per package; 6 packages per carton; 27 cartons per palette




L & XL:

15 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton; 32 Karton pro Palette /
15 pcs per package; 4 packages per carton; 32 cartons per palette

M: Maße Karton / **dimensions carton:** 790 x 360 x 250 mm

L & XL: M: Maße Karton / **dimensions carton:** 600 x 400 x 300 mm

Regulatorische Informationen / **regulatory information**

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Hinweis / Note	Dieses Produkt darf nicht in der Toilette entsorgt werden / This product must not be disposed in the toilet	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.