

## Medizid® Alpha+ Flowpack

Alkoholfreie Oberflächendesinfektionstücher



### Technische Informationen

REF	Größe	Packungsinhalt	PZN
00964+FP	Ca. 22 x 20 cm	80 Tücher	17198644

#### Einwirkzeiten

Bakterizid (hohe Belastung)	5 min
Levurozid (hohe Belastung)	5 min
Begrenzt viruzid (Modifid Vaccinia Ankara) (hohe Belastung)	1 min
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus) (hohe Belastung)	60 min
Tuberkulozid (M. terrae) (hohe Belastung)	60 min.

### Allgemeine Informationen

Produktbeschreibung	Medizid Alpha+ Flowpack sind alkohol- und aldehydfreie Oberflächendesinfektionstücher aus Polypropylenmaterial mit breitem Wirkungsspektrum.
Anwendung	<p>Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen im Lebensmittelbereichen, in der Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Bei Verwendung in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtungen bitte beachten: Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten.</p> <p>Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierenden Flächen über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen. Die Menge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte. Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch.</p>
Inhaltsstoffe	<p>In 100g Tränklösung sind enthalten: 0,1 g 2-Phenoxyethanol, 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin</p> <p>Tränkmenge pro Flowpack: 540 ml</p>
Haltbarkeit	<p>Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.</p> <p>Haltbarkeit: 36 Monate, Haltbarkeit im Anbruchgebinde: 28 Tage.</p> <p>Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.</p>
Entsorgung	Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

---

## Regulatorische Informationen

---

Kategorie	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG
Kennzeichnung gemäß CLP	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen.
Bei Berührung mit der Haut:	Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Kontakt mit den Augen:	Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandenen Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).