

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Stand / Revision 2025-06-03

Nitril® Vanta

Unser schwarzer Nitril-Schutzhandschuh /
Our black nitrile protective glove



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width (mm)
1290S	S	Black	80 ± 10
1290M	M	Black	95 ± 10
1290L	L	Black	110 ± 10
1290XL	XL	Black	120 ± 10

Wandstärke / Thickness (mm) Median	
Handfläche / Palm	0,10 mm ± 0,03
Finger / Finger	0,13 mm ± 0,03
Schaft / Cuff	0,09 mm ± 0,03

Reißkraft / Tensile strenght (N)	
Vor und nach Alterung / Before and after aging	Median 14 N

Abmessungen / Dimensions (Median)	
Länge / length	min. 240 mm
Gewicht / Weight	5,0 ± 0,3 gr (size M)

Lochfreiheit / Freedom from Holes	
AQL	1.5

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung /
Product description Nitrilhandschuh, schwarz, puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig
passend, nur für den Einmalgebrauch /

Nitrile glove, black, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, beaded cuff,
ambidextrous, for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients

Nitril-Butadien-Kautschuk, Schwefel, Zinkoxid, Titandioxid, Antioxidationsmittel,
Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibuthyldithiocarbamat, Farbpigment /
Nitrile butadiene rubber, sulphur, zinc oxide, titanium dioxide, antioxidant, zinc diethyl
dithiocarbamate, zinc dibuthyl dithiocarbamate, color pigment

Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams





Haltbarkeit /
Shelf life

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung /
Packaging

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
100 pcs. per package; 10 packages per carton

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425	
Normen / Standards	EN 374, EN ISO 21420:2020	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht unter Verwendung von Naturkautschuklatex hergestellt/ The product has not been prepared using natural rubber latex (NRL)	
Hinweis / Note	Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung entnommen werden / Further information on the use of the product can be found in the instructions for use	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	
Hinweis / Note	Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate, die nicht bei Überempfindlichkeit gegen diese Substanzen verwendet werden dürfen/ This product contains dithiocarbamates, not to be used in case of hypersensitivity to these substances	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.