

Nitril® NextGen®

Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh /
Nitrile examination and protective glove



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width (mm)	PZN
1283XS	Extra-Small	Blau / Blue	75 ± 5	09102239
1283S	Small	Blau / Blue	80 ± 10	09102245
1283M	Medium	Blau / Blue	95 ± 10	09102251
1283L	Large	Blau / Blue	110 ± 10	09102268
1283XL	Extra-Large	Blau / Blue	≥ 110	09102274
1283XXL	XX-Large	Blau / Blue	≥ 115	18199568

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,07 mm ± 0,02
Finger / Finger	0,10 mm ± 0,02
Schaft / Cuff	0,07 mm ± 0,02

Reißkraft / Tensile strength (N)	
Vor und nach Alterung / Before and after aging	Median ≥ 6,0 N

Abmessungen / Dimensions (mm)	
Länge / Length	Min. 240

Lochfreiheit / Freedom from Holes	
AQL	1,5

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description Nitriluntersuchungshandschuh, blau, puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch / Nitrile examination glove, blue, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only

Inhaltsstoffe / Ingredients Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Titandioxid, Zinkdibutyldithiocarbamat, Farbpigment/
NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur, zinc oxide, zinc diethyl dithiocarbamate, titanium dioxide, zinc dibutyl dithiocarbamate, color pigment
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /
Free of: mercaptobenzothiazole and hiurams

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Haltbarkeit /
Shelf life 3 oder 5 Jahre (kühl und trocken lagern), vor direkter
Sonneinstrahlung schützen /
3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung /
Packaging 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton; 72 Karton pro Palette /
100 pcs. per package; 10 packages per carton; 72 cartons per pallet

Maße Packung / dimensions package: 240 x 125 x 55 mm
Maße Karton / dimensions carton: 295 x 260 x 250 mm

Regulatorische Informationen / Regulatory information

Kategorie /
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 /
Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425



Normen /
Standards EN 455-1 / -2 / -3/ -4;
EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 21420:2020; EN 16523; ASTM F 1671 / DIN EN 374-5

Qualitätszertifikat /
Quality certificates EN ISO 13485:2016

Hinweis /
Note Das Produkt wurde nicht unter Verwendung von Naturkautschuklatex
hergestellt /
The product has not been prepared using natural rubber latex (NRL)



Hinweis /
Note Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der
Gebrauchsanweisung entnommen werden /
Further information on the use of the product can be found in the instructions
for use



Hinweis /
Note Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln /
This product is suitable for contact with food



Hinweis /
Note Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
This product is for single use only



Hinweis /
Note Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate, die nicht bei Überempfindlichkeit
gegen diese Substanzen verwendet werden dürfen/
This product contains dithiocarbamates, not to be used in case of
hypersensitivity to these substances



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.