

Nitril® X-long

Verordnung (EU) 2017/745 – MDR – CE Klasse I

Untersuchung und Behandlung, unsteril

Verordnung (EU) 2016/425 – PSA – Kat. III Typ B

Persönliche Schutzausrüstung

Unser langer Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh /

Our long nitrile examination and protective glove

Technische Informationen / technical information



REF	Farbe / colour	Größe / Size	Breite / Width (mm) (Median)	PZN
1282XS	Blau / blue	Extra-Small	75 ± 5	00446405
1282S	Blau / blue	Small	85 ± 5	00420825
1282M	Blau / blue	Medium	95 ± 5	00420802
1282L	Blau / blue	Large	106 ± 5	00400857
1282XL	Blau / blue	Extra-Large	115 ± 5	00400834

Wandstärke / Thickness (mm) (Median)	
Handfläche / Palm	0,07 ± 0,01 mm
Finger / Finger	0,12 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,08 ± 0,02 mm

Reißkraft / Tensile strength (N) (Median)	
Vor und nach Alterung / Before and after aging	>= 9 N (Median)

Abmessungen / Dimensions (Median)	
Länge / length	295 ± 5 mm
Gewicht / weight	6,5 ± 0,3 g (size M)

Lochfreiheit / Freedom from Holes	
AQL	1,5

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung /
Product description Nitriluntersuchungshandschuh, puderfrei, latexfrei, texturiert, Rollrand, beidhändig
passend, unsteril, nur für den Einmalgebrauch. /
Nitrile examination glove, powderfree, latexfree, textured, beaded cuff, ambidextrous,
non-sterile, for single use only

Anwendung /
Application Schutz vor Kontamination von Patienten und Anwendern /
protection from contamination of patients and user

Inhaltsstoffe /
Ingredients Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat,
Titandioxid, Zinkdibutyldithiocarbamat, Kaliumhydroxid, Farbpigment,
Polymerbeschichtung/
NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur, zinc oxide, zinc diethyl
dithiocarbamate, titanium dioxide, zinc dibutyl dithiocarbamate, potassium hydroxide,
color pigment, polymer coating
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams

Haltbarkeit / 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
Shelf life 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung / 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton, 63 Karton pro Palette /
Packaging 100 pcs per package; 10 packages per carton; 63 carton per pallet

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Category Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 /
Personal protective equipment category III according to Regulation (EU) 2016/425



Normen / EN 455-1 / -2 / -3/ -4; ASTM 1671 (ISO 16604)
Standards EN 374-1/-2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 420; EN 21420:2020; DIN EN 374-5 Virus

Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016
Quality certificates

Hinweis / Produkt wurde ohne Naturkautschuklatex hergestellt /
Note gemäß BGW-Vorgaben Allergie Prävention 11/2011
Product was not made with natural rubber latex
acc. Allergy Prevention Rules 11/2011 of Employer's liability
insurance association for health service and welfare



Hinweis / Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der
Note Gebrauchsanweisung entnommen werden /
Further information on the use of the product can be found in the instructions
for use



Hinweis / Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln /
Note This product is suitable for contact with food



Hinweis / Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
Note This product is for single use only



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Durchbruchzeiten Chemikalien

Resistance to permeation by chemicals on gloves

EN 16523-1:2015 + A1:2018 / EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Chemikalie	CAS	Durchbruchzeit	Leistungsstufe
(K)* Sodium Hydroxide (40%)	1310-73-2	>480 min.	6
(P)* Hydrogen Peroxide (30%)	7722-84-1	>30 min.	2
(T)* Formaldehyde (37%)	50-00-0	>480 min.	6
Potassoum Hydroxide (50%)	1310-58-3	>480 min.	6
Clorhexidine digluconat (4%)	18472-51-0	>480 min.	6
Hydrochloric acid (36%)	7647-01-0	>10 min.	1
Povidone iodine (10%)	25655-41-8	>480 min.	6
Acetic acid (10%)	64-19-7	>60 min.	3
Ethidium bromide (5%)	1239-45-8	>480 min.	6
Glutareldehyde (5%)	111-30-8	>480 min.	6
Ethanol (20%)	64-17-5	>30 min.	2
Ethanol (35%)	64-17-5	>10 min.	1
Ethanol (70%)	67-17-5	uneinheitlich	nicht einsetzen
Isopropanol (40%)	67-63-0	>10 min.	1
Isopropanol (70%)	67-63-0	>10 min.	1
Isopropanol (100%)	67-63-0	unmittelbar	nicht einsetzen
Sulphuric Acid (80%)	7664-93-9	nicht getestet	nicht einsetzen
Phosphoric Acid (85%)	7664-38-2	nicht getestet	nicht einsetzen
Benzalkonium chloride (50%)	63449-41-2	unmittelbar	nicht einsetzen

*Chemikalienkatalog EN ISO 374

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Durchbruchzeiten Zytostatika

ASTM D6978

EN 16523-1:2015 + A1:2018 *)

<u>Arzneimittel</u>	<u>Durchbruchszeit</u>
Carmustin 3,3 mg/ml	max. 225 min *)
Cisplatin 1,0 mg/ml	>240 min.
Cyclophosphamid 20,0	>240 min.
Dacarbazin 10,0	>240 min.
Doxorubicin 2,0	>240 min.
Etoposid 20,0	>240 min.
Fluorouracil 50,0	>240 min.
Methotrexat 25,0	>240 min.
Mitomycin 0,5	>240 min.
Paclitaxel 6,0	>240 min.
Thio-Tepa 10,0	>480 min *)
Vincristinsulfat 1,0	>240 min.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.