

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision 2023-04-06

OP-Socke / Surgical sock

Baumwollsocke / Cotton sock



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	PZN
9836	43 x 8 cm	Weiß / white	12671797
9837	38 x 8 cm	Weiß / white	12671805

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	OP-Socke, ohne Ferse, ungerollt, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Surgical sock, without heel, non-sterile, for single use only / for single use only
Anwendung / Application	Zum Einmalgebrauch in OP-Bereichen, Labors oder Reinräumen zum Schutz der Mitarbeiter und Patienten vor Verschmutzung / For single use in operating theaters, laboratories or clean rooms to protect staff and patients from dirt.
Inhaltsstoffe / Ingredients	9837: 80 % Baumwolle, 19 % Polyamid, 1% Lycra / 80 % cotton, 19 % polyamide, 1 % lycra 9836: 80 % Baumwolle, 19 % Polyamid, 1% Lycra / 80 % cotton, 19 % polyamide, 1 % lycra
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre / 5 years
Verpackung / Packaging	40 Stück pro Packung; 20 Packungen pro Karton, 20 Karton pro Palette / 40 pcs per package; 20 packages per carton; 20 carton per palett

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Hygieneprodukt / Hygiene product
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only

