

Rollicel®

Liegenabdeckung auf der Rolle / Exam table covers on a roll



Technische Informationen / technical information

Unbeschichtet / non-coated	3739-50	3739-100	3750-50	3750-100	3755-50	3755-100	3759-50	3759-100
PZN	11350476	11350536	11350482	11350542	11350499	11350559	11350513	11350565
Länge / length	50 m	100 m	50 m	100 m	50 m	100 m	50 m	100 m
Höhe Rolle / roll height	39 cm	39 cm	49,7 cm	49,7 cm	55 cm	55 cm	59,6 cm	59,6 cm
Blattanzahl / Sheet per roll	135	270	135	270	135	270	135	270
Lagen / ply	2	2	2	2	2	2	2	2
Länge Blatt / Sheet length	37 cm	37 cm	37 cm	37 cm	37 cm	37 cm	37 cm	37 cm
Durchmesser außen / diameter outer	13 cm	14,5 cm	13 cm	14,5 cm	13 cm	14,5 cm	13 cm	14,5 cm
Durchmesser innen / diameter inner	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm
Grammatur / Grammage	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²
Gewicht Rolle / roll weight	0,65 kg	1,27 kg	0,82 kg	1,62 kg	0,92 kg	1,79 kg	0,99 kg	1,95 kg
Rollen pro Karton / Rolls per carton	9	6	9	6	9	6	9	6
Karton pro Palette / Carton per pallet	30	40	24	32	24	32	18	24
Aufnahme und Haltung der Flüssigk.	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²	16 gr / m ²
Trockenreißfestigkeit ISO 9073	26,48 N/m	26,48 N/m	26,48 N/m	26,48 N/m	26,48 N/m	26,48 N/m	26,48 N/m	26,48 N/m

Gewicht, Maße und Abmessungen mechanisch vorgegebene Toleranz $\pm 5\%$ /

Weight, measures and dimensions predetermined mechanically tolerance $\pm 5\%$

Beschichtet / coated	3739-50B	3745-100B	3750-50B	3755-50B	3759-50B	3759-100B
PZN	11350571	11350884	11350855	11350861	11350878	11350890
Länge / length	50 m $\pm 5\%$	100 m $\pm 5\%$	50 m $\pm 5\%$	50 m $\pm 5\%$	50 m $\pm 5\%$	100 m $\pm 5\%$
Höhe Rolle / roll height	39 cm ± 5 cm	45 cm ± 5 cm	50 cm ± 5 cm	55 cm ± 5 cm	59 cm ± 5 cm	59 cm ± 5 cm
Blattanzahl / Sheet per roll	132 $\pm 5\%$	263 $\pm 5\%$	132 $\pm 5\%$	132 $\pm 5\%$	132 $\pm 5\%$	263 $\pm 5\%$
Lagen / ply	1	1	1	1	1	1
Länge Blatt / Sheet length	38 cm $\pm 3\%$	38 cm $\pm 3\%$	38 cm $\pm 3\%$	38 cm $\pm 3\%$	38 cm $\pm 3\%$	38 cm $\pm 3\%$
Durchmesser außen / diameter outer	10,5 cm	14 cm	10,5 cm	10,5 cm	10,5 cm	14 cm
Durchmesser innen / diameter inner	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm	4,0 cm
Grammatur / Grammage	34 gr / m ²	34 gr / m ²	34 gr / m ²	34 gr / m ²	34 gr / m ²	34 gr / m ²
Gewicht Rolle / roll weight	0,69 kg $\pm 5\%$	1,15 kg $\pm 5\%$	0,89 kg $\pm 5\%$	0,98 $\pm 5\%$	1,04 kg $\pm 5\%$	2,05 kg $\pm 5\%$
Rollen pro Karton / Rolls per carton	6	6	6	6	6	6
Karton pro Palette / Carton per pallet	60	24	48	36	36	18

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description: Liegenabdeckung (Ärztcrepp), weiß, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / exam table covers (medical crepe), white, non-sterile, for single use only

Anwendung / Application: Zur Abdeckung von Tragen, Untersuchungs- und Transportliegen und Arbeitstischen / For covering stretchers, examination and transport beds and work tables.

Inhaltsstoffe /	100 % Zellulose / chlorfrei, frei von Quecksilber, Blei-, Cadmium, Chrom (VI) Verbindungen – irritations- und allergenfrei	
Verpackung / Entpflichtung	Pappe, PE-Folie, frei von halogenen Polymeren ARA 94130	
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight	

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Hygieneprodukt / Hygiene product	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016, EU-Ecolabel	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.