

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Stand / Revision 2025-06-03

Nitril® StellarGrip Black

Unser schwarzer Nitril-Schutzhandschuh mit Diamantstruktur /
 Our black diamond textured Nitrile protective glove



Technische Informationen / technical information

| REF | Größe / Size | Farbe / Colour | Breite / Width (mm) |
|---------|--------------|----------------|---------------------|
| 1292S | S | Black | 80 ± 10 |
| 1292M | M | Black | 95 ± 10 |
| 1292L | L | Black | 110 ± 10 |
| 1292XL | XL | Black | 120 ± 10 |
| 1292XXL | XXL | Black | 130 ± 10 |

| Wandstärke / Thickness (mm) | |
|-----------------------------|-----------|
| Handfläche / Palm | Min. 0,13 |

| Reißkraft / Tensile strenght (N) | |
|--|-----|
| Vor und nach Alterung / Before and after aging | 6 N |

| Abmessungen / Dimensions | |
|--------------------------|-------------|
| Länge / length | min. 240 mm |
| Gewicht / Weight | 6.5 ± 0,3 g |

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung /
 Product description Nitrilhandschuh, schwarz, puderfrei, latexfrei, unsteril, Diamant texturiert, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /
 Nitrile glove, black, powderfree, latexfree, non-sterile, diamond textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only






Inhaltsstoffe /
 Ingredients Copolymer, Acrylnitril-Butadien, Methacrylsäure /
 Copolymer, Acrylonitrile Butadiene, Methacrylic Acid

Haltbarkeit /
 Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung /
 Packaging 50 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
 50 pcs. per package; 10 packages per carton

Maße Packung / dimensions package: 240 x 125 x 70
 Maße Karton / dimensions carton: 365 x 260 x 250

Regulatorische Informationen / regulatory information

| | | |
|--|---|---|
| Kategorie / Category | Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment category III according to Regulation (EU) 2016/425 | |
| Normen / Standards | EN 374, EN ISO 21420 | |
| Qualitätszertifikat / Quality Certificate | EN ISO 13485:2016 | |
| Hinweis / Note | Das Produkt wurde nicht unter Verwendung von Naturkautschuklatex hergestellt / The product has not been prepared using natural rubber latex (NRL) |  |
| Hinweis / Note | Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung entnommen werden / Further information on the use of the product can be found in the instructions for use |  |
| Hinweis / Note | Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln / This product is suitable for contact with food |  |
| Hinweis / Note | Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only |  |
| Hinweis / Note | Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate, die nicht bei Überempfindlichkeit gegen diese Substanzen verwendet werden dürfen/ This product contains dithiocarbamates, not to be used in case of hypersensitivity to these substances |  |

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.