

Suavel® Guard®

PP/PE-Kittel 40g / PP/PE gown 40g



Technische Informationen / technical information

REF	Typ / Type	Kategorie / Category	Größe LxB / Size l x w	Farbe / Colour
6531	SW1003	Typ PB 6B / Type PB 6B	136 x 136 cm	Gelb / yellow

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Schutzkittel, gelb, ultraschallverschweißt, mit Bändern an Hals und Taille, Trikotbündchen als Ärmelabschluss, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Protective gown, yellow, ultrasonically welded, with ties at neck and waist, tricot cuffs as sleeve ends, non-sterile, for single use only
Anwendung / Application	Zum Schutz vor der Aussetzung gegenüber leichtem Sprühnebel, flüssigen Aerosolen oder Spritzern mit niedrigem Druck und geringem Volumen, gegen die keine vollständige Barriere für die Durchdringung von Flüssigkeiten erforderlich ist, schützt vor der Kontaktaufnahme mit Infektionserregern. / To protect from exposure to a light spray, liquid aerosols or low pressure, low volume splashes, against which a complete liquid permeation barrier is not required, protects against exposure to infective agents.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Polypropylene 27 g/m ² , Polyethylene 13 g/m ² / Polypropylene 27 g/m ² , Polyethylene 13 g/m ²
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	10 Stück pro Packung; 5 Packungen pro Karton / 10 pcs per package; 5 packages per carton

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425
-------------------------	---

Normen / Standards	EN ISO 13688, EN 13034, EN ISO 14126
-----------------------	--------------------------------------

Warnungen / Cautions	Produkt ist entflammbar- von Feuer fernhalten / Product is flammable- keep away from fire
-------------------------	--



Hinweis / Note	Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung entnommen werden / Further information on the use of the product can be found in the instructions for use
-------------------	--



Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
-------------------	---



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.