

Wattestäbchen / Cotton buds



Technische Informationen / technical information

REF	Länge / Length	Verpackung / Packaging	PZN
1262	Ca. 15 cm	100 x 2 Stück pro Packung; 6 Packungen pro Karton / 100 x 2 pcs per box; 6 boxes per carton	06177254
1264	Ca. 15 cm	100 x 2 Stück pro Packung; 3 Packungen pro Karton / 100 x 2 pcs per box; 3 boxes per carton	01363779
1270	Ca. 15 cm	100 x 2 Stück pro Packung; 3 Packungen pro Karton / 100 x 2 pcs per box; 3 boxes per carton	13711168

Ausführung / Model

REF	Kopf / Head		Griff / Handle
1262	Kleiner Kopf / small head	Ca. 4,5 x 12 mm	Holz / wood
1264	großer Kopf / big head	Ca. 10,5 x 30 mm	Holz / wood
1270	großer Kopf / big head	Ca. 10,5 x 30 mm	Kunststoff / plastic

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Wattestäbchen, verschiedene Ausführungen und Varianten für unterschiedliche Anwendungen, steril, nur für den Einmalgebrauch / Cotton swabs, various designs and versions for different applications, sterile, for single use only
Anwendung / Application	Für den breiten Einsatz bei medizinischen Anwendungen, wie z. B. zum Reinigen und Auftragen von flüssigen Substanzen oder Salben sowie für Arbeiten im Labor. / For wide use in medical applications, such as cleaning and applying liquid substances or ointments, as well as for work in the laboratory.
Inhaltsstoffe / Ingredients	Kopf aus 100 % Baumwolle, Griff: Birkenholz oder Polypropylen / Absorbent cotton made of 100 % cotton, Handle: Birchwood or Polypropylen
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch / This product is for single use only

